

## M1 INOX

### PESI SINGOLI IN ACCIAIO INOX M1



Pesi in acciaio INOX, conformi alla raccomandazione OIML-R111 in classe M1, adatti nelle applicazioni di metrologia legale e nel settore industriale. La classe di precisione M1 consente l'utilizzo di questi pesi per il controllo e la taratura di bilance e strumenti in classe III fino a 10.000e. Ideali per la verifica di strumenti per pesare in regime di qualità ISO.

Le nostre soluzioni a garanzia della qualità e della certezza nelle vostre misurazioni.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Conformi alla raccomandazione OIML - r111;
- classe di precisione M1;
- esecuzione in acciaio inox lucidato austenitico;
- certificato di taratura ACCREDIA (EA) a richiesta;
- bollo di verifica prima a richiesta;
- disponibili con custodia singola o multipla, in plastica o in legno (custodia obbligatoria per pesi certificati).

## SERVIZIO DI MARCATURA LASER A RICHIESTA:

- Il servizio di marcatura laser è utile a identificare singolarmente ogni peso o massa campione. In particolare:
  - La marcatura permette una più semplice identificazione e tracciabilità di ogni peso o massa;
  - È perfettamente liscia, non toglie materiale dal peso e non incide la superficie, evitando così il deposito di polvere;
  - È personalizzabile, a seconda delle esigenze delle aziende.

Inoltre:

- Rimane inalterata nel tempo;
- Può essere eseguita su masse e pesi già acquistati, di tutte le classi di precisione, da 1 g a 20 kg;
- È ideale per industrie farmaceutiche e laboratori.

### SERVIZIO DI TARATURA

Di seguito può visualizzare l'anteprima del certificato di taratura. Presti particolare attenzione al punto 2. "Informazioni necessarie", dati da comunicare al laboratorio quando si richiede la taratura.

Certificato di Taratura



Esempio di marcatura laser opzionale

## PESI IN CLASSE M1

| Codice   | Valore | Toll. + / - mg | Densità kg / m <sup>3</sup> | Forma                                                                               | Dim. Ø x h mm | Materiale       |
|----------|--------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| WAM1M1   | 1 mg   | 0,20           | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |    | -             | STAINLESS STEEL |
| WAM1M2   | 2 mg   | 0,20           | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |    | -             | STAINLESS STEEL |
| WAM1M5   | 5 mg   | 0,20           | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |    | -             | STAINLESS STEEL |
| WAM1M10  | 10 mg  | 0,25           | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |    | -             | STAINLESS STEEL |
| WAM1M20  | 20 mg  | 0,3            | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |    | -             | STAINLESS STEEL |
| WAM1M50  | 50 mg  | 0,4            | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |    | -             | STAINLESS STEEL |
| WAM1M100 | 100 mg | 0,5            | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |    | -             | STAINLESS STEEL |
| WAM1M200 | 200 mg | 0,6            | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |    | -             | STAINLESS STEEL |
| WAM1M500 | 500 mg | 0,8            | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |    | -             | STAINLESS STEEL |
| WAM11    | 1 g    | 1,0            | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |    | 6 x 6         | STAINLESS STEEL |
| WAM12    | 2 g    | 1,2            | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |    | 6 x 10        | STAINLESS STEEL |
| WAM15    | 5 g    | 1,6            | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |    | 8 x 15        | STAINLESS STEEL |
| WAM110   | 10 g   | 2,0            | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |    | 10 x 19       | STAINLESS STEEL |
| WAM120   | 20 g   | 2,5            | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |    | 13 x 21       | STAINLESS STEEL |
| WAM150   | 50 g   | 3,0            | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |  | 18 x 29       | STAINLESS STEEL |
| WAM1100  | 100 g  | 5,0            | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |  | 22 x 38       | STAINLESS STEEL |
| WAM1200  | 200 g  | 10             | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |  | 28 x 50       | STAINLESS STEEL |
| WAM1500  | 500 g  | 25             | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |  | 38 x 66       | STAINLESS STEEL |
| WAM1K1   | 1 kg   | 50             | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |  | 48 x 82       | STAINLESS STEEL |
| WAM1K2   | 2 kg   | 100            | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |  | 60 x 105      | STAINLESS STEEL |
| WAM1K5   | 5 kg   | 250            | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |  | 80 x 144      | STAINLESS STEEL |
| WAM1K10  | 10 kg  | 500            | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |  | 100 x 184     | STAINLESS STEEL |
| WAM1K20  | 20 kg  | 1000           | 7950 kg/m <sup>3</sup>      |  | 128 x 224     | STAINLESS STEEL |



QUALITY ASSURANCE AND CERTAINTY OF YOUR MEASUREMENTS



#### OFFICE

Via Picasso, 18/20  
20025 Legnano (MI) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

*Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.*