

GAI

BILANCIA TECNICA DI PRECISIONE "TOP-LOADING" SERIE GAI



Bilancia multifunzione ad altissima precisione, adatta per laboratorio e uso industriale. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi (divisione 10 volte superiore a quella della versione non omologata). DIVISIONE (g): 0,001 e 0,01. PORTATE (g): 420, 620, 2200, 4200.

Le nostre soluzioni a garanzia della qualità e della certezza nelle vostre misurazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 7 cifre da 16.5mm.
- Tastiera impermeabile a membrana, a 5 tasti.
- Costruzione: struttura portante in alluminio pressofuso, involucro in ABS.
- Rilevamento del peso tramite diapason.
- Piatto in acciaio INOX, dimensioni:
 - modelli GAI420 e GAI620 Ø 118mm
 - modelli GAI2200 e GAI4200 180x160mm.
- Paravento (GAI420 e GAI620), bolla di livello e piedini regolabili.
- Alimentazione: alimentatore 230 Vac in dotazione.
- Porta RS232/c per collegamento a PC, indicatore o stampante.
- Calibrazione interna.
- A richiesta:
 - omologazione CE-M (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni);
 - gancio per pesata da sotto.

FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- pesata %;
- conversione unità di misura:
 - Versioni standard, non omologate: g, kg, ct, oz, lb, ozt, dwt;
 - Versioni CE-M omologate: g, kg, ct;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale.



QUALITY ASSURANCE AND CERTAINTY OF YOUR MEASUREMENTS



OFFICE

Via Picasso, 18/20
20025 Legnano (MI) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.