

GAM

BILANCIA TECNICA DI PRECISIONE IN ACCIAIO INOX SERIE GAM



Bilancia di precisione IP65, adatta per laboratorio e uso industriale. La struttura superiore in acciaio INOX la rende ideale per ambienti ad elevati requisiti d'igiene o in condizioni di lavoro gravose. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi. DIVISIONE (g) : da 0,01 a 1. PORTATE (g): da 320 a 15000.

Le nostre soluzioni a garanzia della qualità e della certezza nelle vostre misurazioni.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display retroilluminato ad alto contrasto.
- Tastiera impermeabile a membrana.
- Costruzione impermeabile, struttura superiore completamente in acciaio INOX.
- Grado di protezione complessivo IP65.
- Piatto in acciaio Inox, dimensioni:
  - modelli GAM320 e GAM820 Ø 140mm
  - modelli GAM2200, GAM3200, GAM6200, GAM8200, GAM15000 190x190mm.
- Rilevamento del peso tramite tecnologia a diapason.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Alimentazione: 230 Vac tramite alimentatore in dotazione oppure in opzione kit per alimentazione tramite 4 pile stilo.
- porta RS232/c per collegamento a indicatore, stampante o PC.
- A richiesta:
  - omologazione CE-M (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni);

## FUNZIONI STANDARD

- totalizzazione;
- controllo peso;
- conteggio pezzi;
- pesata %;
- pesatura in sospensione (per misurazioni gravimetriche);
- pesatura animali vivi;
- azzeramento;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale.

## FUNZIONI EVOLUTE tramite collegamento seriale:

- Controllo statistico di preconfezionati
- Microdosaggi
- Conteggio pezzi multibilancia
- Controllo tolleranza
- Formulazione guidata
- Stampa di scontrini, etichette, memorizzazione e trasmissione dati



QUALITY ASSURANCE AND CERTAINTY OF YOUR MEASUREMENTS



**OFFICE**

Via Picasso, 18/20  
20025 Legnano (MI) - Italy



*Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.*