

M1 MASSE

MASSE IN CLASSE DI PRECISIONE M1 PER BILANCE DI GROSSA PORTATA



Pesi di grossa portata, conformi alla raccomandazione OIML-R111 in classe M1, adatti nelle applicazioni di metrologia legale e nel settore industriale, particolarmente indicati per la taratura di pese a ponte e impianti di alta capacità. Facili da trasportare con carrello o gru, adatti per essere impilati. Sono dotati di bussola di taratura laterale a tenuta stagna e caratterizzate da alta densità, per una maggiore stabilità nel tempo. La classe di precisione M1 consente l'utilizzo di questi pesi per il controllo e la taratura di bilance e pese in classe III fino a 10.000e.

Ideali per la verifica di strumenti per pesare in regime di qualità ISO.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- CLASSE DI PRECISIONE M1
- ESECUZIONE IN ACCIAIO VERNICIATO CON MATERIALE DI RIEMPIMENTO FERROSO (WM1PK2000)
- ESECUZIONE IN FUSIONE DI GHISA VERNICIATA (WM1VK100-WM1VK200-WM1VK500-WM1VT1)
- BOLLO DI VERIFICA PRIMA A RICHIESTA
- CERTIFICATO DI TARATURA ACCREDIA (EA) A RICHIESTA
- IMPILABILI/FACILMENTE TRASPORTABILI CON CARRELLO O GRU
- MINIMO INGOMBRO PER STOCCAGGIO E TRASPORTO
- ALTA DENSITA' E STABILITA' DI PRECISIONE NEL TEMPO
- BUSSOLA DI TARATURA LATERALE A TENUTA STAGNA.

SERVIZIO DI TARATURA

Di seguito può visualizzare l'anteprima del certificato di taratura. Presti particolare attenzione al punto 2. "Informazioni necessarie", dati da comunicare al laboratorio quando si richiede la taratura.

Certificato di Taratura



QUALITY ASSURANCE AND CERTAINTY OF YOUR MEASUREMENTS



OFFICE

Via Picasso, 18/20
20025 Legnano (MI) - Italy



Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.