

F1 INOX

PESI SINGOLI IN ACCIAIO INOX F1



Pesi in acciaio INOX, conformi alla raccomandazione OIML-R111 in classe F1, adatti nelle applicazioni di metrologia legale, nel settore industriale e nella ricerca. La classe di precisione F1 consente l'uso di questi pesi per il controllo e la taratura di bilance e strumenti in classe II fino a 100.000e. Ideali per la verifica di strumenti per pesare in regime di qualità ISO.

Le nostre soluzioni a garanzia della qualità e della certezza nelle vostre misurazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Conformi alla raccomandazione oiml - r111;
- classe di precisione F1;
- esecuzione in acciaio inox lucidato austenitico;
- certificato di taratura accredia (ea) a richiesta;
- disponibili con custodia singola o multipla, in plastica o in legno (custodia obbligatoria per pesi certificati).

SERVIZIO DI MARCATURA LASER A RICHIESTA:

- Il servizio di marcatura laser è utile a identificare singolarmente ogni peso o massa campione. In particolare:
 - La marcatura permette una più semplice identificazione e tracciabilità di ogni peso o massa;
 - È perfettamente liscia, non toglie materiale dal peso e non incide la superficie, evitando così il deposito di polvere;
 - È personalizzabile, a seconda delle esigenze delle aziende.
- Inoltre:
- Rimane inalterata nel tempo;
 - Può essere eseguita su masse e pesi già acquistati, di tutte le classi di precisione, da 1 g a 20 kg;
 - È ideale per industrie farmaceutiche e laboratori.

SERVIZIO DI TARATURA

Di seguito può visualizzare l'anteprima del certificato di taratura. Presti particolare attenzione al punto 2. "Informazioni necessarie", dati da comunicare al laboratorio quando si richiede la taratura.

Certificato di Taratura



Esempio di marcatura laser opzionale

PESI IN CLASSE F1

Codice	Valore	Toll. + / - mg	Densità kg/m ³	Forma	Materiale
WAF1M1	1 mg	0,020	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M2	2 mg	0,020	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M5	5 mg	0,020	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M10	10 mg	0,025	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M20	20 mg	0,03	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M50	50 mg	0,04	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M100	100 mg	0,05	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M200	200 mg	0,06	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M500	500 mg	0,08	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF11	1 g	0,10	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF12	2 g	0,12	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF15	5 g	0,16	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF110	10 g	0,20	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF120	20 g	0,25	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF150	50 g	0,3	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1100	100 g	0,5	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1200	200 g	1,0	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1500	500 g	2,5	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1K1	1 kg	5,0	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1K2	2 kg	10	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1K5	5 kg	25	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1K10	10 kg	50	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1K20	20 kg	100	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL



QUALITY ASSURANCE AND CERTAINTY OF YOUR MEASUREMENTS



OFFICE

Via Picasso, 18/20
20025 Legnano (MI) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.