



CAMPIONATORI ARIA

TARATURA ALTRI STRUMENTI: ARIA



Servizio di taratura di campionatori microbiologici d'aria, eseguito con strumentazione certificata LAT (o equivalente in ambito EA). Ideale per le strumentazioni utilizzate nel settore farmaceutico, biotecnologico e alimentare.

Le nostre soluzioni a garanzia della qualità e della certezza nelle vostre misurazioni.

CAMPIONATORI DARIA

- Taratura campionatori microbiologici di aria.
- Misurazione della velocità dell'aria (m/s) durante un ciclo da 500 l (taratura "As found"). Ulteriore ciclo da 500 l e registrazione del tempo impiegato per portarlo a termine (taratura "As left").

Tempistiche servizio di taratura: 10 giorni dalla ricezione dell'ordine.



QUALITY ASSURANCE AND CERTAINTY OF YOUR MEASUREMENTS



OFFICE

Via Picasso, 18/20
20025 Legnano (MI) - Italy



Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.