



PIPETTE

TARATURA ALTRI STRUMENTI: PIPETTE



Servizio di taratura ACCREDIA di pipette (microdosatori).

Le nostre soluzioni a garanzia della qualità e della certezza nelle vostre misurazioni.

PIPETTE

- Taratura ACCREDIA pipette a volume fisso o variabile, monocanale o multicanale in conformità alla norma ISO 8655:2022.
- Le misurazioni sono eseguite su 10 erogazioni (volume fisso) o 10 erogazioni su 3 punti (volume variabile).
- E rilasciato il certificato di taratura LAT.
- Il servizio comprende la manutenzione della pipetta effettuata prima della taratura.
- La manutenzione preventiva consiste nell'ingrassaggio e sostituzione con ricambi originali delle parti soggette a usura.
- Tempistiche del servizio di taratura: 8 giorni dalla ricezione dell'ordine.
- Possibilità di effettuare il servizio anche presso la sede del Cliente (attività non in accreditamento).

- SERVIZIO DI TARATURA

Di seguito può visualizzare l'anteprima del certificato di taratura. Presti particolare attenzione al punto 2. "Informazioni necessarie", dati da comunicare al laboratorio quando si richiede la taratura.

Certificato di Taratura



QUALITY ASSURANCE AND CERTAINTY OF YOUR MEASUREMENTS



OFFICE

Via Picasso, 18/20
20025 Legnano (MI) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.